

Conuri auricolare ceara de albine (mari) 2 gr HOVAN

Instructiuni de folosire:
1. Se introduce conul in taietura centrala, aprindeti partea superioara a conului.
2. Sprijiniti capul pe o suprafata orizontala introducand conul in ureche.
3. Pe durata tratamentului mentineti capul in pozitie verticala. Aplicati pentru fiecare ureche aproximativ 7 minute.

Cand flacara a consumat conul pana la 1-2 cm fata de disc, stingeti conul intr-un pahar cu apa.