



## **Platina coloidala 500 ml AQUANANO**

În cazul suspensiilor coloidale nestabilizate (si, uneori, chiar si in cazul celor stabilizate) pot aparea depuneri. Acesta este un proces firesc, care depinde de mai multi parametri (compozitia sticlei, temperatura, gradul de agitare, etc). Depunerile pot fi sub forma de flocoane, fote, particule, si nu sunt daunatoare. Eventual, ele pot fi filtrate printr-un filtru de celuloza (cafea) atunci cand continutul flaconului este la final.

**Mod de pastrare:** Se va pastra in ambalajul original, intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina

directa a soarelui. A nu se lasa la indemana copiilor sub 3 ani. Nu se va lasa recipientul deschis intre utilizari.

**Mod de utilizare:** Se va utiliza cate o cantitate de 5-15ml odata, de 1-4 ori pe zi, dupa necesitati. Pentru utilizare, se va folosi dopul flaconului sau o lingura de plastic sau metalica.

**Contraindicatii:** Folosirea acestui produs este contraindicata in cazul persoanelor alergice la platina.

**Compozitie:** apa distilata, platina 5ppm