

Corega pentru respiratie proaspata 40 ml COREGA



Cremele adezive pentru proteze dentare Corega asigura o fixare ferma a protezei de-a lungul intregii zile. Chiar daca proteza este bine adaptata pe gingii, Corega „sigileaza” spatiul dintre proteza si gingie, impiedicand patrunderea fragmentelor alimentare sub proteza dentara si prevenind astfel iritarea gingiilor.

Ofera respiratie proaspata.

Indicatii:

Corega respiratie prospata este un adeziv pentru proteza dentara ce asigura o fixare imbatabila timp de 24 de ore si impiedica patrunderea particulelor alimentare iritante. Nu contine zinc.

Detine un varf plat pentru aplicare usoara.

Corega Fixative nu trebuie folosit pentru fixarea corecta a unei proteze necorespunzatoare.

Adresati-va medicului dentist pentru recomandari suplimentare.

Putine persoane pot prezenta sensibilitate la acest produs.

In cazul in care se instaleaza discomfort, intrerupeti utilizarea.

Compozitie:

Saruri de Poly (Methylvinylether/Acid Maleic) Sodium-Magnesium-Zinc amestecate partial, Petrolatum, Guma Celulozica, Paraffinum Liquidum, Silica, Poly (MethylVinylether/Acid Maleic), Mentol, Menthyl Lactate, Arome, CI 45430.