



Leucoplast minut hartie 2.5x5 1 gr VISION TRADING

Descriere:

Leucoplast pe suport de hartie, impermeabil, hipoalergenic pentru sustinerea pansamentelor, fixarea drenelor sau a intubatiilor.

Se aplica pe pielea uscata si curata.

Utilizat pentru fixarea pansamentelor medicale pe suprafata pielii.

A se păstra la loc inchis si racoros, ferit de lumina soarelui la temperaturi intre 15-30°C.

Dimensiuni:

2,5cm x 5m