

Pansament medplast 206 m/20 per cutie 1 gr MEBRA

Format din emplastru adeziv pe care este aplicata o banda de tifon imbibata cu solutie de rivanol. Utilizat pentru pansarea ranilor mici , are actiune puternic antimicrobiana si anti-micotica datorita rivanolului.



RECOMANDĂRI : Pansamentul impregnat cu rivanol

- substanta antiseptică
- asigura protectia microbiană a plagilor superficiale .

UTILIZARE :

Plaga si zona din jurul ei se curăță, se dezinfecteaza si se usuca cu grijă .

Se aplică pansamentul cu rivanol .

Se repetă operatia de cel puțin 2 ori pe zi .

Este un produs antiseptic , adeziv, rezistent , nonalergic, aerat .

Dimensiuni:2*6cm