

## **Banda pentru decupat medplast 405 m 1 gr MEBRA**



Format din emplastru adeziv pe care este aplicata o banda de tifon imbibata cu solutie de rivanol. Utilizat pentru pansarea ranilor mici , are actiune puternic antimicrobiana si anti-micotica datorita rivanolului.

**RECOMANDĂRI :** Pansamentul impregnat cu rivanol

- substanta antiseptică
- asigura protectia microbiană a plagilor superficiale .

### **UTILIZARE :**

Plaga si zona din jurul ei se curăță, se dezinfecteaza si se usuca cu grijă .

Se aplică pansamentul cu rivanol .

Se repetă operatia de cel putin 2 ori pe zi .

Este un produs antiseptic , adeziv, rezistent , nonalergic, aerat .

**Dimensiuni:** (40\*5)cm