Seringa insulina 1ml cu ac g29, portocalie 1 gr EUROMED



Seringa portocalie pentru insulina avand capacitatea de 1 ml.
Reguli pentru administrare insulinei:
Dupa ce ati pregatit seringa, tampoane uscate si cu alcool medicinal, veti proceda la urmatoarele:
Spalati mainile cu apa si sapun, si apoi stergeti- cu un prosop curat;
Rotiti usor seringa intre palme, pentru a incalzi si omogeniza insulina;
Aspirati aer in seringa pana la doza de insulina ce trebuie administrata;
Stergeti capacul flaconului cu un tampon cu alcool si asteptati sa se evapore alcoolul;
Introduceti aerul in flacon;
Aspirati insulina in seringa, tinand seringa cu acul in sus iar flaconul cu capacul in jos, asigurand 1-2 unitati in plus pe care le aruncati dupa scoaterea acului din seringa;
Loviti cu degetul usor seringa tinuta cu acul in sus, pentru a elimina bulele de aer;
Dezinfectati cu un tampon de alcool locul ales pentru administrarea insulinei si asteptati sa se evapore (alcoolul inactiveaza insulina);
Administrarea insulinei subcutanat . Daca pacientul este slab administrati insulina cu acul la 45de grade, formand un pliu, pentru a nu se administra insulina intramuscular. Daca pacientul este gras, acul se introduce la 90de grade;
Aspirati putin, tragand de pistonul seringii, dupa introducerea subcutanata a acului, pentru a verifica daca nu ati patruns intr-un vas de sange;
Injectati insulina rapid, apasand pe piston;
Scoateti acul dupa ce ati numarat pana la 5 si comprimati usor, fara miscari circulare, cu un tampon de ta uscata, pentru a nu se pierde pe traseu insulina.